


FICHA TÉCNICA



PRODUCTO SIENA

ANCHO (cm) 142.00±2

PESO (g/m²) 400.00±10g

COMPOSICIÓN 100% Poliéster

BACKING Knitted

MODELOS: (01) (02) (03)

RESULTADOS DE PRUEBAS DE LABORATORIO:

RESULTADOS

	Martinadale/Resistencia a la Abrasión	>25,000 ciclos
	Resistencia al Pilling	4
	Color fastness to rubbing (wet)	4
	Color fastness to rubbing (dry)	4



CATÁLOGO COMPLETO

USOS: • Tapicería • Decorativo y cojines • Funda de tapicería	RECOMENDACIONES: • Lavar a mano. • Planchar a temperatura media. • No usar blanqueador / cloro. • No usar secadora. • Secar a la sombra.
---	--

- Formación de pelusa y enganches: La aparición de pelusa (pilling) es un comportamiento inherente a ciertas fibras y no puede evitarse por completo. Asimismo, el contacto con objetos punzocortantes puede provocar la extracción accidental de hilos de la trama del tejido.
- Almacenamiento y cuidado: Para prevenir deformaciones o arrugas permanentes, el textil debe conservarse de manera horizontal y en una sola dirección. La presión prolongada sobre el material puede causar marcas irreversibles, especialmente en tejidos de pelo cortado como el terciopelo.
- Variación de tono: Debido a factores técnicos y de producción, la tonalidad real de la tela puede presentar ligeras variaciones (de hasta un tono) respecto a la muestra expuesta en el catálogo. Este último tiene un carácter estrictamente informativo y no representa una oferta comercial vinculante.
- Términos y condiciones: Las políticas y condiciones de venta se encuentran disponibles para su consulta en <https://elbuentelar.mx/>.
- Especificaciones técnicas: Salvo que se disponga lo contrario, los valores declarados en las fichas técnicas corresponden a promedios obtenidos mediante pruebas aplicadas a diversas muestras.
- Responsabilidad del fabricante de muebles: Corresponde al ensamblador la correcta selección del tipo de aguja, hilo y técnica de costura según el textil y la geometría del mueble, asumiendo la responsabilidad por los resultados derivados de dicha elección.



Dr. R. Michel #910, Col. La Aurora
C.P.44460 Guadalajara, Jalisco.



Tel: (33)18911206



www.elbuentelar.mx